

ПРАВИЛА ДОСТАВКИ БИОМАТЕРИАЛА ДЛЯ МИКРОБИОЛОГИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ

Материал для бактериологических исследований забирают только в стерильную, маркированную посуду. В направлении указывают фамилию, имя, отчество, возраст и пол пациента, наименование направляемого материала, цель исследования, дату и время забора материала, диагноз, применяемые антибактериальные препараты, фамилию лица, направляющего материал.

Материал в лабораторию клинической микробиологии доставляет медицинский персонал отделений, прошедший инструктаж, немедленно (или не позднее 1-2 часов после взятия). При невозможности доставки в указанные сроки материал хранят в холодильнике (кроме крови и материалов, исследуемых на наличие менингококка). При увеличении времени доставки проб необходимо использовать транспортные среды. При использовании транспортных сред срок хранения образцов можно увеличить до 48 часов при комнатной температуре.

Биологический материал доставляют в лабораторию клинической микробиологии в специальном контейнере для бактериологических исследований, не допуская опрокидывания, загрязнения и замораживания материала. Весь направляемый в лабораторию биологический материал должен быть правильно документирован. На самоклеящейся этикетке четко пишут фамилию, инициалы, номер КМС, дату забора материала (в некоторых случаях необходимо указать и время). В направлении на исследование заполняют все графы, отмечают необходимые исследования, обязательно указывают код или фамилию врача, назначившего исследование. В конце пишут фамилию медицинской сестры, проводившей взятие биоматериала. Перед забором материала обязательно ознакомиться с правилами забора и доставки биологических материалов для микробиологических исследований. В случае несоблюдения «Правил забора и доставки биологических материалов для микробиологических исследований» образцы обработке не подлежат. В этом случае персонал лаборатории составляет «Акт оценки качества направляемого биоматериала» и передает его лечащему врачу.